



Акционерное общество «ОЗ Тест»
(АО «ОЗ Тест»)
город Орехово-Зуево Московской области

Памятка
Правила транспортировки образцов для проведения испытаний
и требования к образцам продукции

Хранение и транспортировка в лабораторию (центр) проб (образцов), предназначенных для проведения лабораторных исследований (испытаний), осуществляются в соответствии с требованиями международных договоров и актов, составляющих право Союза (в том числе в соответствии с перечнями стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов Союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования), а в случае отсутствия в стандартах требований к транспортировке - в соответствии с законодательством государств-членов при соблюдении условий, исключающих возможность подмены, порчи, контаминации, нецелевой (случайной) дефростации проб (образцов) и воздействия факторов, которые могут повлиять на результаты лабораторных исследований (испытаний).

При хранении и транспортировке проб (образцов) пищевой продукции и кормов необходимо соблюдать параметры температуры и влажности в соответствии с условиями, установленными производителем, а также соблюдать продолжительность транспортировки проб (образцов) до начала проведения лабораторных исследований (испытаний) в соответствии с установленными требованиями нормативной документации.

Требования к образцам продукции

1. Образцы (пробы) продукции должны доставляться в ИЦ в индивидуальных упаковках, промаркированными в условиях согласно нормативным документам, где прописаны условия транспортировки и доставки.
2. Образцы должны быть упакованы таким способом, чтобы не было повреждений упаковки или потери пробы.
3. Образцы продукции должны быть предоставлены в количестве, достаточном для проведения заявленных испытаний.
4. При необходимости проведения микробиологических исследований должна предоставляться отдельная проба. Упаковка образцов должна быть герметичной, не допускающей контакта продукта с окружающей средой.

5. Образцы не должны иметь следы порчи (характерный запах, вздутие упаковки, окончанный срок годности и т.д).

6. В заявке должно быть указано время отбора образцов.

7. Пробы, требующие охлаждения или замораживания, должны доставляться в специальной упаковке (сумках-холодильниках с хладагентами), поддерживающей условия, близкие к исходным условиям хранения. Пробы, не требующие охлаждения или замораживания, можно упаковывать в упаковочный материал, исключающий повреждения.

Если нет других указаний в конкретных стандартах, во время транспортирования пищевой продукции в испытательный центр рекомендуется соблюдение следующих значений температуры:

- устойчивые продукты - температура окружающей среды (не более 40°C);

- замороженная или свежемороженая продукция - не более минус 15°C, предпочтительно не более минус 18°C;

- **другая продукция, не устойчивая при окружающей температуре 1-8°C.**

Требования к доставке питьевой воды

- доставку проб осуществляют в контейнерах-холодильниках при температуре 4-10 °С.

В холодный период года контейнеры должны быть снабжены термоизолирующими прокладками, обеспечивающими предохранение проб от промерзания. При соблюдении указанных условий срок начала исследований от момента отбора проб **не должен превышать 6 ч;**

- если пробы нельзя охладить, их анализ следует провести в течение 2 ч после забора.

Требования к доставке смывов

- доставка проб должна производиться в термоконтейнерах (с охлаждаемыми вкладышами).

- время доставки смывов для осуществления исследования не должно превышать 2-х часов с момента отбора.

В случае выявления несоответствия при приёме проб (нарушение упаковки, обнаружение дефектных образцов, не идентифицированных и/или не соответствующих заявке образцов, несоблюдение условий и сроков транспортировки) образец на испытания не принимается.